



Basisbreite

Modellbeschreibung

Gestell: Massivholz und Holzwerkstoffe
Unterfederung Sitz: Stahlwellen-Federn
Polsterung Sitz: H2L - voll durchgeschäumter Federkern
Unterfederung Rücken: Gummigurte
Polsterung Rücken: Hukla Superflex, hochwertiger Formkaltschaum
Polsterung Armteil: Hochwertiger Polyätherschaum
Unter dem Bezug: Weiche Polyester-Vlies-Matte
Füße: Drehbare Doppelrollen
 Alle Ausführungen mit Seitenteiltasche sitzend auf der rechten Seite
 Mit durchgehender Fußmatte, Kabellänge ca. 3,50 m
Faltenbildung gehört zur legeren Verarbeitung!

Aufstehhilfe: Standard Variante max. 110kg und Maxi Variantemax. 130kg Belastbarkeit

Sitzhärten

H2L-Wahlweise in 3 verschiedenen Sitzhärten
 (ohne Mehrpreis)
 Bitte grundsätzlich angeben! **Empfehlung: F2**



F1 weich



F2 mittel



F3 fest

Grundversion

A **Körperdruck**
 Außenmaß (BT) 83/87
 Innenmaß (B) 48

Rückenhöhe 102 cm	Rückenhöhe 105 cm	Rückenhöhe 108 cm
small SH41 / ST48 Liegelänge 171cm	medium SH44 / ST51 Liegelänge 177cm	large SH47 / ST54 Liegelänge 183cm
Maxi-Fußstütze- Liegelänge 178 cm	Maxi-Fußstütze- Liegelänge 184 cm	Maxi-Fußstütze- Liegelänge 190 cm



Komfortausstattung gegen Mehrpreis

D 1 E-Motor	E 1 E-Motor und Aufstehhilfe	F 2 E-Motoren	G 2 E-Motoren und Aufstehhilfe
-----------------------	--	-------------------------	--


Zusatzausstattung gegen Mehrpreis

MF Maxi-Fußstütze + 7 cm Liegelänge, Herz-Waage-Position und max. Belastbarkeit 130kg Lieferbar in den Funktionen A, D,	MR Maxi-Rücken + 7 cm mehr Rückenlänge bzw. + 7cm mehr Gesamthöhe. Lieferbar in den Größen small, medium und large	MF Maxi-Fußstütze und MR-Maxi-Rücken auch in Kombination lieferbar = +14cm Liegelänge
--	--	--

Zusatzausstattung gegen Mehrpreis

MOK - Motorische Kopfpolsterverstellung. Lieferbar in den Funktionen D / E / F und G	MLS Lendenstütze manuell	MLH Lendenstütze motorisch und Rückenheizung Nur lieferbar in Verbindung mit MF und den Ausstattungen E und G	AKK Akku (100 Verstellungen) Nur lieferbar bei den motorischen Ausführungen! Akku - nicht in Verbindung mit der motorischen Zusatzausstattung MLH lieferbar.
--	------------------------------------	--	--

Herz-Waage-Position



Alle Ausführungen mit MF = Maxifußstütze, lassen sich generell bis zur Herz-Waage-Position verstellen. Als Herz-Waage-Position bezeichnet man die rückwärtige Liegeposition, in der die Fußspitzen höher gelagert sind als das Herz.
 Herz und Kreislauf werden so entlastet. Die Durchblutung verbessert sich und der Körper kann entspannen. Angestrenzte und müde Beine können regenerieren, da das Venensystem entlastet wird.

Kopfpolsterverstellung



Alle Ausführungen sind generell mit einer manuellen Kopfpolsterverstellung über einen Rastbeschlag ausgestattet. So kann jede Relaxposition individuell verfeinert werden.

Hinweis für Träger von Herzschrittmachern!

Alle zu Ihrer Bequemlichkeit beitragenden eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE Vorschriften. Wir empfehlen trotzdem den Trägern von Herzschrittmachern, ihren Arzt zu befragen, um eventuellen Problemen vorzubeugen.

Bestellmodus – bitte immer angeben: 1. Modell-Name / 2. Bezug / 3. Modell-Type / 4. Komfortausstattungen / 5. Zusatzausstattungen / 6. Sitzhärte (Bei fehlender Angabe wird F2 besttigt)